



Asféricos en Hidrogel de Silicona

Modelo	Reemplazo /caja	Diseño-Uso	Material/ H2O	DK/t	Curva	Dia.	Poderes Esféricos
Biofinity	Mensual / 6 lentes	Asférico Continuo flexible	Comfilcon A / 48%	160	8.6	14	+8.00 a -12.00
Biofinity XR	Mensual / 6 lentes	Asférico Continuo flexible	Comfilcon A / 48%	160	8.6	14	+8.50 a +15.00 y -12.50 a -20.00
Avaira Vitality	Quincenal/6 lentes	Asférico / Filtro UV	Fanifilcon A /55%	110	8.4	14.2	+8.00 a -12.00
Clariti 1 Day	Diario/ 30 lentes	Asférico / Filtro UV	somofilcon A/ 56%	86	8.7	14.2	+8.00 a -10.00

(Pasos de 0.50 luego de +/-6.00)

Tóricos en Hidrogel de Silicona

Modelo	Reemplazo /caja	Material/ Cont.H2O	DK/t	Curva	Dia.	Poder esférico	Cilindros	Ejes
Biofinity Toric	Mensual / 6 lentes	Comfilcon A / 48%	116	8.7	14.5	+8.00 a -10.00	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25	10° a 180° (pasos de 10°)
Biofinity Toric XR	Mensual / 6 lentes	Comfilcon A / 48%	116	8.7	14.5	+8.50 a +20.00 , -10.50 a -20.00 +20.00 a -20.00	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25 -2.75 a -5.75 (pasos de 0.50)	5° a 180° (pasos de 5°)
Avaira Vitality Toric	Quincenal/6 lentes/ Filtro UV	Fanifilcon A /55%	90	8.5	14.5	+8.00 a -10.00	-0.75, -1.25, -1.75, -2.25	10° a 180° (pasos de 10°)
Clariti 1 Day Toric	Diario/ 30 lentes/ Filtro UV	somofilcon A/ 56%	57	8.6	14.3	Plano a -9.00 +0.25 a +4.00 Plano a -9.00	-0.75, -1.25, -1.75 -2.25	10° 20° 60° 70° 80° 90° 100° 110° 120° 160° 170° 180°

Multifocales en Hidrogel de Silicona

Modelo	Reemplazo /caja	Material/ Cont.H2O	DK/t	Curva	Dia.	Poder esférico	Adición y Diseños
Biofinity Multifocal	Mensual /6 lentes	Comfilcon A / 48%	142	8.6	14	+6.00 a -10.00	Add:+1.00 +1.50 +2.00 +2.50 Diseños D y N
Clariti 1 Day Multifocal	Diario/30 lentes	somofilcon A/ 56%	86	8.6	14.1	+5.00 a -6.00	Add :Low (1.00-2.25D), High 2.25-3.00D

Proclear - Hidrogel PC Mensual

Modelo	Uso	Material/ Cont.H2O	DK/t	Curva	Dia.	Poderes Esféricos	Poder Cilíndrico	Ejes
Proclear Sphere	Diario	omafilcon B / 62%	52.3	8.6	14.2	+20.00 a -20.00		
				8.2	14.2	0.00 a -10.00		
Proclear 1-Day Caja de 30 ó 90	Desechable <u>diario</u>	omafilcon A/ 60%	36.6	8.7	14.2	+8.00 a -12.00		
Proclear Toric	Diario	omafilcon B / 62%	30.9	8.4 8.8	14.4	+6.00 a -8.00	-0.75 -1.25 2.25	-1.75 - 10° a 180° (pasos de 10°)
Proclear Toric XR	Diario	omafilcon B / 62%	30.9	8.4 8.8	14.4	+6.50 a +10.00 8.50 a -10.00	- 0.75 -1.25 2.25	5° a 180° (pasos de 5°)
					14.4	+10.00 a -10.00	-2.75 a -5.75 (pasos de 0.50)	
Proclear Multifocal	Diario	omafilcon B / 62%	21.3	8.7	14.4	+6.00 a -8.00	Add +1.00 +1.50 +2.00 +2.50	Diseños D y N
Proclear Multifocal XR	Diario	omafilcon B / 62%	21.3	8.7	14.4	+6.50 a +20.00 -8.50 a -20.00	Add +1.00 +1.50 +2.00 +2.50	Diseños D y N
				8.7	14.4	+20.00 a -20.00	+3.00 +3.50 +4.00	
				8.4	14.4	+20.00 a -20.00	Add de +1.00 a +4.00 (pasos 0.50)	
Proclear Multifocal Toric	Diario	omafilcon B / 62%	48.6	8.8 8.4	14.4	+20.00 a -20.00 Add +1.00 a +4.00 (pasos de 0.50D)	Cil. -0.75 a -5.75 (cada 0.50D)	Diseños D y N

Biomedics - Hidrogel de Reemplazo Manual

Modelo	Diseño Uso	Material/ Cont.H2O	DK/t	Curva	Dia.	Poderes Esféricos	Poder Cilíndrico	Ejes
Biomedics 55 Evo	Asférico Diario	ocufilcon D/ 55%	28.1	8.6 8.8	14.2	+6.00 a -10.00		
Biomedics Toric	Diario	ocufilcon D/ 55%	17.8	8.7	14.5	+6.00 a -9.00	-0.75 -1.25 -1.75 - 2.25	10° a 180° (cada 10°)

Recomendamos el uso de la App creada por CooperVision, **OptiExpert**, para el cálculo preciso de los lentes.

OptiExpert™



CooperVision™



230-3078



6847-7753



repcion@vistapro.la



www.vistapropanama.com